

DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

TECARTERAPIA | 14 PROGRAMAS

EL MODELO DIACARE 5000 ENCIERRA TODA LA CALIDAD DE LA TECARTERAPIA GLOBUS EN UNA MÁQUINA DE DIMENSIONES Y PESO REDUCIDOS, PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA PORTABILIDAD, MANTENIENDO INALTERADAS SU EFICACIA Y PROFESIONALIDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Tamaño 4.3" dispositivo pantalla táctil a colores

Potencia nominal (NP)

180 W $\pm 10\%$

Frecuencia de emisión

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz, 1000 kHz, $\pm 10\%$

Modalidad de tratamiento

Capacitiva y resistiva

Electrodos capacitivos

3 tamaños de $\varnothing$ (mm 30, 50, 70)

Electrodos resistivos

3 tamaños $\varnothing$ (mm 30, 50, 70)

Alimentación Red

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

Tamaño


170x220x60 mm

Peso

1,04 Kg

DOTACIÓN

- 1 Maletín
- 1 Unidad de tecarterapia DIACARE 5000
- 1 Electrodo de retorno (placa)
- 1 Manípulo resistivo monopolar con 3 placas de (mm 30, 50, 70) $\varnothing$
- 1 Manipolo capacitivo monopolar con 3 placas de (mm 30, 50, 70) $\varnothing$
- 1 Envase de crema ml 250
- 1 Alimentador
- 1 Manual operativo



OPCIONES DE COMPRA

- Cod. G3488 DIACARE 5000
- Cod. G3996 DIACARE 5000 RE *

* DIATERMIA RECARGABLE:

- 5 HORAS DE TRATAMIENTO INCLUIDAS EN EL PRECIO
- COSTE DE RECARGA MUY ECONÓMICO
- ASISTENCIA GARANTIZADA DURANTE 5 AÑOS Y EQUIPO DE REEMPLAZO
- RECARGA POR INTERNET



CE
0476



Phisio
Basic S.R.L.

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

DIACARE 5000 | DIACARE 5000 RE

TECARTERAPIA | 14 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

PROGRAMAS MÉDICOS

Dolor traumas musculares

Dolor traumas de tendón

Traumas de tobillo

Lumbalgias

Dolor de hombro

Síndrome dolor cervical

Distensiones musculares

Patologías articulares

Artrosis rodilla

Latigazo cervical

Ciática

Hernia de disco

Síndrome del piriforme

Tratam. post quirúrgico de las fracturas de fémur



PROGRAMAS
PREESTABLECIDOS



TRATAMIENTOS
PULSADOS



TRATAMIENTO
ATÉRMICO



MULTIFRECUENCIA



ESCANEADO AUTOMÁTICO
DE FRECUENCIAS



MIOFASIALES



TRATAMIENTO
MANO LIBRE



VEHICULACIÓN
TRANSDÉRMICA



RESISTIVO



CAPACITIVO



BIPOLAR



PANTALLA A COLOR



PANTALLA TÁCTIL



ALIMENTACIÓN A RED



GLOBUS RECARGABLE



DOMINO S.R.L.
Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codognè (TV) - ITALY



(+39) 0438 7933



globuscorporation.com

GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE